

Master-care®

Patentovaná úľava od **bolesti**

trakčná lavica Mastercare®

jedinečný švédsky systém
starostlivosti o chrbticu



U.S. Patent
NO.4867143

Výhody používania trakčnej lavice

- 1, **prináša úľavu** už po 2 týždňoch
- 2, **znižuje bolesť** po 2 mesiacoch
- 3, **oddaluje návrat** bolesti po 5 mesiacoch

Čo prináša trakčná lavica?

- 1, pocit celkového uvoľnenia pohybového aparátu
- 2, uvoľnenie chrbtice s pozitívnym dosahom na súvisiace telesné funkcie
- 3, zlepšenie krvného obehu
- 4, napomáhanie spätnému toku krvi do srdca
- 4, pozitívny vplyv na väzy a svaly
- 5, zlepšenie výmeny vody v kĺboch

Účinná prevencia pri bolestiach


1, šije



2, chrbtice



3, kolien



Jednoduchým používaním
znižíte bolesť

až o **50%**



im-comex

Výhradný distribútor na Slovensko:

Im-comex s. r. o.
Tomanova 80/A, Bratislava 831 07
tel.: +421 948 030 848
+421 948 040 489
mail: info@im-comex.eu
office@im-comex.eu

www.mastercaresk.eu

Bolí Vás chrbát?

Už nemusí



Master-care®
Patentovaná úľava od **bolesti**

Všeobecné informácie pre lekárske použitie

Master-care® Classic – profesionálna verzia

Trakčná lavica Mastercare ponúka prírodnú spinálnu dekompresiu.
Vďaka svojmu pohybu operadla a ťažnej sily uvoľňuje tlak v kĺboch a chrbtici už v pri 15° sklone, čo je dosť pre zabezpečenie pohodlnej polohy a umožní aby svaly mohli byť uvoľnené medzi jednotlivými cvičeniami, a stále majú najlepšie výsledky inverzie.

Trakčná lavica Mastercare je vedecky testovaná a hodnotená inverzná lavica ako produkt na trhu. Ktorá bola úspešne používa po celom svete od roku 1987 u lekárov, fyzioterapeutov, chiropraktikov, atď pre skupiny pacientov s pohybovými ťažkosťami zapríčinených bolesťami chrbtu, krku, ramien, bedier a kolien.
Trakčná lavica Mastercare je používaná vo Švédsku na vzdelávanie vo fyzioterapeutických centrách:
- Naprapathy College, Štokholm
- Fyzioterapeutická škola v Lund
- Fyzioterapeutická škola v nemocnici Karolinska v Štokholme.

Koncepcia Mastercare bola vyvinutá v spolupráci so skúsenými lekármi a fyzioterapeutmi vo Švédsku – je založená na dekompresii platničky a kĺbov v kombinácii s jednoduchou LTV do 15° o inverzie. Jej pohyblivé operadlo mení telesnú hmotnosť na gravitačný ťah a cvičenie sa vykonáva ležiacej pozícii a bez bolesti, ktorá všeobecne zapríčiní dekompresiu celého tela.

Trakčná lavica Mastercare je unikátny v tom že už v 15° je možné kombinovať rôzne techniky, na jednom zariadení tak, aby sa stali veľmi praktické v dnešnej klinickej praxi, ako napríklad:

- Trakcie
- Mobilizácia
- Stabilizácia
- Manipulácia
- Mäkkých tkanív
- Použite McKenzieho princípu pod ťahom

Pomáha liečiť viac pacientov naraz a zvyšuje váš príjem!

Po liečbe sa pacienti často liečia znovu lebo majú aktívny život s menšou bolesťou.

Účinky používania lavíc Mastercare:

- Úľavu od bolesti
- Zvýšená tekutiny v kĺboch a diskoch a zvýšené okysličenie
- Preťahovanie svalov a uvoľňovanie
- Zvýšený krvný obeh a mobilita
- Príjemnú relaxáciu celého tela!
- Zlepšené výsledky pacienta
- Skracuje dobu práceneschopnosti

Trakčná lavica Mastercare pomáha rehabilitovať nasledujúce problémy:

- Chronické bolesti chrbta (bedrovej, hrudnej a krčnej)
- Bolesť v ramenách a krku
- Bolesť svalov
- Herniated disk
- Degeneratívne ochorenia diskov
- Ischias
- Niektoré zranenia krčnej chrbtice
- Skolióza
- Únava v chrbte
- Bedrového kĺbu a kolenného kĺbu artritídou (opotrebené boky a kolená)
- Osteoporóza
- Spinálnej stenóza


0% až 20%: Minimálna postihnutie: Pacient si poradí s väčšinou životných aktivít. Obvykle žiadna liečba nie je indikovaná. Trakčná lavica MASTERCARE slúži na preventívne účely.

21% – 40%: Stredná postihnutie: U pacienta dôjde k ešte väčšej bolesti a problémy s posadením zdvíhaním a státim. Cestovanie a spoločenský život je zložitejší a je všeobecne obmedzený rozsah činností. Osobná starostlivosť, sexuálna aktivita a spánok nie sú silne ovplyvnené a pacient môže byť liečený trakčnou lavicou.


41% – 60%: Silné postihnutie: Bolesť zostáva hlavným problémom v tejto skupine, ale bežné denné aktivity sú ovplyvnené. Trakčná lavica MASTERCARE znižuje pocitovú bolesť.

61% – 80%: Ťažké postihnutie: Bolesť chrbta má vplyv na všetky aspekty života pacienta. Je potrebný zásah rehabilitačnou liečbou a trakciou.

81% – 100%: Títo pacienti sú imobilní.



Skupina	Číslo	Vek	Muži / ženy	% mužov	Tréningsová metóda
1	39	45	27 / 12	69 %	Kontrolná skupina
2	35	43,4	30 / 5	86 %	1-krát denne
3	34	44	26 / 8	76 %	2-krát denne
všetci	108	44,1	83 / 25	77 %	



Master-care® Classic – profesionálna verzia



Táto profesionálna verzia má nosnosť do 150 kg a umožňuje polohovanie v uhloch 15° až 30°, na chrbte a bruchu, nakoľko pohyblivá doska má otvor aj pre tvár. Po dokúpení stabilizačného stojanu môže byť použitá aj ako masážny stôl. Náklon sa dá ovládať aj jednou rukou, v prípade ak sa tlačítko druhého ovládača zablokuje. Ideálne pre pacientov s problémami s druhou rukou. Prípadne vás polohuje obsluha.

Vyrába sa v troch prevedeniach:

CN A1 Standard-biely rám, červené operadlo

CN A2 Elegant-čierny rám, čierne operadlo

CN A3 Exclusive čierny rám , čierne operadlo hr. 50mm

Štandardne dodávame CN A1.
K tejto lavici je aj bohaté príslušenstvo.
Polohovanie je 15° a 30°

K lavici MASTERCARE Classic je na objednávku dodávané široké príslušenstvo.



stabilizačný stojan- zmení lavicu na núdzový masážny stôl a dovoľuje na lavici aplikovať aj masáže

valčeky pod kolena

ochrana stúpadla

vankúše pod kríže SP 4

vankúše pod hlavu SP1, SP 3

vankúše pod kríže s pásom ideálny aj pre vodičov pri šoférovaní SP 2